



5

Moisture analyser with intuitive graphic display and step-by-step user guidance in 6 languages

Features

- Rapid and efficient operation thanks to the graphics display
- Backlit LCD graphic display, digit height 11 mm
- 6 direct keys for rapid access to the main functions

Home screen:

- 1 Main menu
- 2 Start drying process
- 3 Select drying temperature

- 4 Select shut-off criteria
- 5 Setting to zero/taring
- 6 Stand-by

During measurement:

- 7 Current temperature
- 8 Current heating profile
- 9 Active switch-off criteria
- 10 Abort drying process
- 11 Stop drying process
- 12 Display current drying parameters
- 13 Toggle the unit for displaying the results

At the end of the measurement:

- 14 Exit drying program
- 15 Print measurement report
- 16 (De)activate, edit GLP parameters
- 17 Display detailed result
- 18 Toggle the unit for displaying the results
- 400 W halogen-quartz glass heater
- User guidance in 6 languages (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Automatic taring when starting a measurement by closing the lid
- The last value measured remains on the display until it is replaced by a new measurement
- 19 Internal GLP; printout of balance ID, project ID, user ID, values determined by the drying process etc.
- 10 sample plates included
- Protective working cover included with delivery
- Application handbook: In the download centre you will find a practical application handbook containing many examples, field reports, settings and tips for each KERN moisture analyser



KERN	DLB 160-3A
Readability [d] Weight/Moisture (%)	0,001 g / 0,01%
Weighing capacity [Max]	160 g
Reproducibility weight of sample 2 g*	0,15%
Reproducibility weight of sample 10 g*	0,05%
Display after drying (Display can be switched over at any time)	
Moisture [%] = Moisture content (M) from wet weight (W)	0 - 100 %
Dry content [%] = Dry weight (D) from W	100 - 0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %
Moisture content (M)	Absolutwert in [g]
Temperature range (in steps up to)	35 °C - 160 °C (1 °C)
Drying modes	<input type="checkbox"/> Standard drying <input checked="" type="checkbox"/> Rapid drying, preheating can be switched on
Switch-off criteria	<ul style="list-style-type: none"> • Automatic unrestricted switch-off (Selectable loss in weight 1 mg/30 s–10 mg/30 s) • Time controlled switch-off (1 min – 99 min) • Manual switch-off at the press of a button
Log output	Interval adjustable (5 s – 250 s)
Overall dimensions WxDxH	240x365x180 mm
Net weight	4,82 kg
Price excl. of VAT ex works €	
Option DAKKS Calibr. Certificate Mass	KERN 963-127
Option DAKKS Calibr. Certificate Temperature	KERN 964-305

* application-dependent

! ONLY WHILE STOCKS LAST

Accessories

- Protective working cover, scope of delivery 5 items, KERN ALJ-A01S05
- Sample plates aluminium, ø 90 mm, unit of 80 pieces, KERN MLB-A01A
- Round fiberglass filter, medium mechanical stability, without organic binder, box of 100 pieces, KERN RH-A02
- Round fiberglass filter, medium mechanical stability, without organic binder, box of 100 pieces, KERN YMF-A01
- Temperature calibration set consists of measuring sensor and display device KERN DLB-A01N.
- Thermal printer, KERN YKB-01N
- Matrix needle printer, to print the weights on normal paper, ideal for long-term archiving, KERN 911-013

KERN Piktogram:

 CAL INT	Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.	 PCS	Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 UNDER	Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 CAL EXT	Jusztírozó program (CAL) A pontossági beállításhoz külső súly szükséges.	 RECIPE A	Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 BATT	Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 MEMORY	Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 RECIPE B	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 ACCU	Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI	ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 RECIPE C	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszazárolási funkció.	 MULTI	Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS 232	RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 SUM	Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230 V	230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS 485	RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KCP	KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 230 V	Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB	USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 DMS	Erőmérő cella	 BT	Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszköze
 WLAN	Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszköze.	 PERCENT	Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 T-FORK	Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 SWITCH	Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhhoz, szelepekhez stb.	 UNIT	Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodell.	 FORCE	Elektromágneses erő kompenzáció
 DUAL	Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 TOL	Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 SC TECH	Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 LAN	Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 MOVE	Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűréssel stabil mérés érhető el.	 M +3 DAYS	Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 KUP	KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlog, Ethernet) adatcserével	 IP	Por és folyadék elleni védetség, IPxx A piktogram mutatja a védetség mértékét. Pl. IP67	 DAKKS +3 DAYS	DAKKS kalibrálás kérhető A várhatóátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP INTERN	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.	 EASY-T	Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 DAY	A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP PRINTER	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.	 INOX	Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 DAYS	Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 ANALOG	Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.			 ISO +10 DAYS	Gyári kalibrálás (ISO) A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

PRECIMER KFT.

 info@precimer.hu

 <https://precimer.hu>

 <https://facebook.com/Precimer.Kft>

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

